

CONTROLTECNICA

Tecnología Alemana Nº 1



BINDER
Best conditions for your success

Cámaras Climáticas

Las cámaras climáticas CTS, nº 1 en el mercado alemán, le ofrecen la posibilidad de probar la resistencia y durabilidad de sus productos a cualquier temperatura y humedad relativa que se pueda producir en la naturaleza.

El software de comunicación CID-PRO facilita el manejo y la regulación proporcionando un control total con reporte de todas las cámaras de ensayo.

- Volúmenes de recinto de ensayo standard: 50, 100, 200, 350, 600, 1000, 1500, y 2000 litros y fabricación de cámaras Walk-In a partir de 2m³ adaptadas a cualquier tipo de ensayo.
- Rangos de temperatura de -40°C hasta +180°C y desde -70°C hasta +180°C
- Gradientes de temperatura desde 1 K/min hasta 30 K/min

GAMA

- Cámaras climáticas - C
- Cámaras de choque térmico - TSS
- Cámaras stress screening - CS
- Cámaras de lluvia y polvo - SK
- Cámaras de simulación solar - CL
- Cámaras de corrosión cíclica - HKS
- Cámaras de temperatura - T
- Cámaras de vibración - CV
- Cámaras de gases corrosivos - C/S
- Cámaras de emisiones VOC - CE
- Cámaras de niebla salina - HKT
- Hornos industriales - KU



Cámara Walk-In



Cámara de Lluvia/Polvo



Cámara de Corrosión

Cámaras Climáticas y Estabilidad

Las cámaras climáticas para laboratorio de BINDER son perfectas para efectuar comprobaciones de materiales bajo condiciones dinámicas, las series completamente standard fabricadas por BINDER son compactas, silenciosas, ligeras, de manejo cómodo y fáciles de limpiar.

Estas cámaras se ajustan perfectamente a cualquier necesidad de espacio en un laboratorio.

- Volúmenes de recinto de ensayo standard: 56, 115, 240 y 720, litros y de 1020 litros para cámaras de estabilidad
- Rangos de temperatura de -40°C hasta +180°C y desde -70°C hasta +180°C y estabilidad entre -10°C hasta +100°C
- Gradientes de temperatura desde 1 K/min hasta 5 K/min

GAMA

- Cámaras climáticas de laboratorio - MKF
- Cámaras de estabilidad - KBF
- Cámaras de fotoestabilidad - KBF P
- Estufas de laboratorio - FED
- Cámaras de temperatura - MK
- Cámaras de clima constante - KMF
- Cámaras de crecimiento de plantas - KBWF

CONTROLTECNICA

Tlf: 91 661 30 04
Fax: 91 661 93 85
www.cts-controltecnica.com
comercial@controltecnica.com

CONTROLTECNICA - CTS
Red de oficinas:
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Sevilla, Portugal